


# Casques Chirurgicaux

---



# Des années d'innovation

---



# Nous sommes fiers de notre ...

30 JOURS D'ESSAI GRATUIT!



## PUISSANCE

Les lumières les plus puissantes et la plus grande autonomie de batteries sur le marché



## PRÉVENTION DES INFECTIONS

Pas d'aération ni de ventilateur et nettoyage facile



## VALEUR

Une qualité exceptionnelle à moindre coût



## DURABILITÉ

Boîtier en aluminium et pas de pièces mobiles



## CASQUES Q-SERIES

présentent une luminosité supérieure et une taille uniforme de spot d'éclairage. Vous recevrez une lumière homogène d'un blanc pur pour une vue naturelle des tissus et le meilleur éclairage pour diverses chirurgies.



Lumière froide de Q-Series

# Q-Series Cool

LUMIÈRE FROIDE (6100K / CRI-75)

Taille de spot ajustable

## QUANTUM

Luminosité exceptionnelle

**ÉCLAIRAGE: 250 000-500 000 LUX**

Taille du spot: 2" à 5" (5 cm à 12 cm)

Poids total: 11 oz (312 g)

Autonomie: jusqu'à 10 heures avec un PP4

## QUASAR

Le plus polyvalent et le plus populaire

**ÉCLAIRAGE: 150 000-300 000 LUX**

Taille du spot: 2" à 5" (5 cm à 12 cm)

Poids total: 6 oz (170 g)

Autonomie: jusqu'à 20 heures avec un PP4

## QUBIT

Le plus économique - Taille du spot fixe

**ÉCLAIRAGE: 105 000-210 000 LUX**

Taille du spot: 2" (5 cm)

Poids total: 7 oz (200 g)

Autonomie: jusqu'à 20 heures avec un PP4

# Q-Series Warm

LUMIÈRE CHAUDE (4500K / CRI-95)



Lumière chaude de Q-Series

Taille de spot ajustable

## QUANTUM

Luminosité exceptionnelle

**ÉCLAIRAGE: 165 000-330 000 LUX**

Taille du spot: 2" à 5" (5 cm à 12 cm)

Poids total: 11 oz (312 g)

Autonomie: jusqu'à 10 heures avec un PP4

## QUASAR

Le plus polyvalent et le plus populaire

**ÉCLAIRAGE: 115 000-230 000 LUX**

Taille du spot: 2" à 5" (5 cm à 12 cm)

Poids total: 6 oz (170 g)

Autonomie: jusqu'à 20 heures avec un PP4

## QUBIT

Le plus économique - Taille du spot fixe

**ÉCLAIRAGE: 80 000-160 000 LUX**

Taille du spot: 2" (5 cm)

Poids total: 7 oz (200 g)

Autonomie: jusqu'à 20 heures avec un PP4

# (((OPTIKMEDIC

---



DES PROFESSIONNELS DE LA VUE D'ICI,  
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ D'ICI.

1580 Rue Jean-Talon Est, Montréal, Québec • 514-507-7999 • [optikmedic.com](http://optikmedic.com)